

Balance pour petits animaux KERN EMB

PROFESSIONAL CARE



Balance universelle pour petits animaux pour une utilisation fixe ou mobile

Caractéristiques

- Balance de table idéale pour la pesée de petits animaux ou en laboratoire
- Construction particulièrement plate
- Plateau en plastique, amovible
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
- Utilisation aisée et pratique à 2 touches

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions plateau :
 - A Ø 82 mm
 - B Ø 105 mm
 - C Ø 150 mm, illustration grande
- Piles incluses, 9 V bloc, 2×1,5 V AA
- Prise pour bloc d'alimentation en série

Accessoires

- Adaptateur secteur universel externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour l'UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis, non inclus, commande ultérieure possible, KERN YKA-03N

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Plateau	Dimensions boîtier L×P×H mm	Poids net env. kg	
KERN						
EMB 200-3	200	0,001	A	170×240×54	0,85	
EMB 200-2	200	0,01	B	170×240×39	0,50	
EMB 600-2	600	0,01	B	170×240×39	0,50	
EMB 2000-2	2000	0,01	C	170×240×54	0,90	
EMB 500-1	500	0,1	C	170×240×39	0,55	
EMB 1200-1	1200	0,1	C	170×240×39	0,55	
EMB 6000-1	6000	0,1	C	170×240×39	0,55	
EMB 2200-0	2200	1	C	170×240×39	0,55	
EMB 5.2K1	5200	1	C	170×240×39	0,55	
EMB 5.2K5	5200	5	C	170×240×39	0,55	