



Les classiques des balances pour colis et des balances vétérinaires, aussi avec une plate-forme XL, maintenant avec de grandes portées

#### Caractéristiques

- **Plateau en inox**, structure en acier laqué
- **Utilisation aisée et pratique à 4 touches**
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, en série
- **Fonction Hold** : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
- **4 Roulettes** et une **poignée** permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
- **Housse d'utilisation transparente** en série
- **Tapis en caoutchouc antidérapant** en série
- **Adaptateur secteur universel externe fourni** en série

#### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau, inox L×P×H 950×500×58 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Longueur de câble afficheur env. 0,8 m
- Fonctionnement avec piles possible, 4×1,5 V AA non incluses, durée de service jusqu'à 60 h
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

#### Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, KERN EOB-A04BS05
- **2 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 1000 mm, KERN EOB-A02B
- **Tapis en caoutchouc antidérapant** L×P×H 945×505×5 mm, KERN EOE-A01

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Reproductibilité g	Linéarité g	Poids net env. kg	Option	
						Cert. d'étalonnage	
KERN						DAkkS KERN	
EOS 150K50XL	150	50	50	± 100	17	963-129	
EOS 300K100XL	300	100	100	± 200	17	963-129	