

EFENTO LOGGERS APPLICATION

Les enregistreurs EFENTO permettent d'enregistrer des grandeurs telles que la température, l'humidité et d'autres, puis de lire les données sans fil à l'aide d'appareils mobiles. Une telle solution permet de réduire les coûts tout en offrant de grandes possibilités en matière de surveillance par exemple de la température pendant le transport, dans les entrepôts, les laboratoires et dans l'industrie. La configuration des enregistreurs s'effectue à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. L'application EFENTO loggers permet de configurer les loggers et de lire les données enregistrées dans la mémoire. L'application est gratuite et peut être téléchargée sur Google Play.

Caractéristiques principales

- Programmation de la fréquence d'enregistrement (un ou plusieurs capteurs en même temps)
- Visualisation des mesures en temps réel
- Visualisation de la courbe de données
- Visualisation des données statistiques
- Téléchargement des données en PDF ou CSV (un ou plusieurs capteurs en même temps)
- Envoi des données de mesure par e-mail (Internet) ou sur PC via Bluetooth
- Possibilité de verrouiller l'accès au capteur via mot de passe
- Compatible avec toutes les sondes EFENTO
- Possibilité de contrôler les alarmes (EFENTO TRANSPORT APP uniquement)
- Possibilité de créer une surveillance des mesures avec Alarmes et Rapports automatiques (EFENTO INSPECTOR APP uniquement, gratuit et sans abonnement)

MULTIPLES GRANDEURS PHYSIQUES

